


# COMMENT DÉTECTER LA PRÉSENCE DE LA XYLAZINE DANS LES SUBSTANCE QUE VOUS UTILISEZ



1. Mettez vos substances (5 mg ou une petite pincée) dans 5 ml (cl. à thé) d'eau à température ambiante.
2. Remuez jusqu'à ce que la substance soit dissolue.
3. Trempez la bandelette dans la tasse pendant **15 secondes**. Elle ne doit pas dépasser la ligne ondulée.
4. Attendez une minute pour que les **lignes rouges** apparaissent. Ne pas lire après 10 minutes.
5. Vérifiez les résultats des tests. **Une ligne signifie que la substance contient de la xylazine.**

Les bandelettes de xylazine ne doivent pas être utilisées sur des échantillon de cocaïne.

Si vous consommez seul(e), appelez le  
**Service national d'intervention  
en cas de surdose**  
au 1-888-688-NORS (6677)

Pour obtenir plus d'information,  
allez au [timiskaminghu.com](http://timiskaminghu.com)



Services de santé du  
**TIMISKAMING**  
Health Unit



  
**1 LIGNE : POSITIF**  
présence de la xylazine



  
**2 LIGNES : NÉGATIF**  
pas de la xylazine

Un résultat de test négatif ne signifie pas que la substance est sans danger. Faites toujours preuve de prudence.

**Ayez de la naloxone sur vous.**